

Guide d'utilisation Puregon Pen®

Puregon Pen®



1. Lavez-vous les mains



2. a) Dévissez le corps du stylo
b) Chargez la cartouche



3. a) Revissez le corps du stylo
b) Alignez la flèche avec la barre




4. a) Faites un seul clic
b) Poussez le bouton d'injection pour amorcer



5. Sélectionnez la dose prescrite




6. Réalisez l'injection dans l'abdomen
Le site d'injection doit être changé quotidiennement




7. Injectez à 90°



8. a) Mettez le capuchon
b) Dévissez l'aiguille pour l'enlever*



9. Notez la dose injectée dans le carnet de suivi du traitement



10. Ne jamais réutiliser une aiguille



* Attention, après l'injection, seule la patiente doit replacer le capuchon sur l'aiguille afin d'éviter tout risque de contamination.

Puregon®
FSH recombinante follicitropine bêta


Solution injectable en cartouche



300 UI/0,36 ml



600 UI/0,72 ml



900 UI/1,08 ml

Indications thérapeutiques : Chez la femme : Puregon® est indiqué pour le traitement de l'infertilité féminine dans les situations cliniques suivantes : • Anovulation (y compris la dystrophie ovarienne polykystique-SOPK) chez les femmes ne répondant pas au traitement par le citrate de clomifène. • Hyperstimulation ovarienne contrôlée pour induire le développement de follicules multiples dans le cadre des programmes de procréation médicalement assistée [par exemple, fécondation *in vitro* avec transfert d'embryon (FIVETE), transfert de gamètes dans les trompes (GIFT), injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI)].
Chez l'homme : • Déficience de la spermatogenèse due à un hypogonadisme hypogonadotrope.

